

Antimicrobieel zilververband

(Silverlon® Lifesaver® Ag)

informatie voor zorgverleners

Een antimicrobieel zilververband is effectief tegen bacteriën, schimmels en virussen. Dit verband moet vóór het aanbrengen altijd bevochtigd worden om de zilverionen te activeren.

Beschikbaar in 4 mm (PICC, getunnelde CVK met of zonder cuff) en 7 mm (getunnelde dialysekatheter) diameter.

- Reinig en ontsmet de insteekplaats en de brede omgeving. Laat volledig drogen.*
- Bevochtig de zilveren zijde van de Silverlon met 3 tot 4 druppels NaCl 0,9% of aqua ad injectabilia.
- Breng het verband aan rondom de katheter met de zilveren zijde op de huid.
- Vervang de Silverlon® Lifesaver® wekelijks samen met het katheterverband.

* Indien ontsmet wordt met iso-Betadine®: laat drogen aan de lucht en neutraliseer met NaCl 0,9%. Dep droog vóór het aanbrengen van de Silverlon® Lifesaver®.



Het gebruik van Silverlon® Lifesaver® wordt standaard gestopt bij een herstelde insteekplaats zonder lokale tekenen van infectie.

Controleer vroegtijdig bij:

- vochtig verband: etter-, bloedlekkage en/of sereus vocht
- toename roodheid, pijn en/of zwelling
- koorts

VRAGEN?

Neem contact op met katheterzorg@uzleuven.be

